


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Ddx5 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P17844

Número de artículo: CM0002099



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta especificidad dirigido a DDX5 (helicasa p68), validado para WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA con reactividad cruzada humana, de ratón y de rata. Ideal para el desarrollo de ensayos IVD, la regulación transcripcional y la investigación de splicing.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo DDX5
Observaciones/Alias	p68; HLR1; G17P1; HUMP68; DDX5
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	1655
ID de Gen	1655
Inmunógeno	Péptido sintético
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P17844
Peso Proteico	69kDa
Envío	Bolsa de hielo