

Anticuerpo Policlonico Anti-Ddx56 Para Wb, Elisa - Q9Ny93

Número de artículo: CM0025664

Introducción

Anticuerpo policlónico de conejo contra DDX56 humano, validado para WB y ELISA. Adecuado para estudios de biogénesis de ribosomas, inmunidad innata e investigación sobre infecciones virales. Reacciona con humano y rata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	DDX56 Rabbit pAb
Observaciones/Alías	DDX21; DDX26; NOH61; DDX56
Especie	Humano
GeneID (Humano)	54606
GeneID	54606
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 318-547 de DDX56 humano (NP_061955.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Rata
SWISS	Q9NY93
Peso Molecular	62kDa
Envío	Bolsa de hielo