


Anticuerpo Policlonal Anti-Ddx6 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P26196

Número de artículo: CM0024127



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra DDX6, validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reacciona con humano, ratón, rata. Apto para estudiar cuerpos P, descapsulación de ARNm y regulación de la autofagia.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	DDX6 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	P54; RCK; HLR2; IDDILF; Rck/p54; DDX6
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	1656
ID del Gen	1656
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a los aminoácidos 384-483aa de DDX6 humano (NP_001244120.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P26196
Peso Proteico	54kDa
Envío	Bolsa de hielo