

## Anticuerpo Policlonal Anti-Decorin Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P07585

Número de artículo: CM0019820

### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra Decorin humana, validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Peso proteico de 40 kDa. Adecuado para la investigación de la matriz extracelular y los proteoglucanos.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                         |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto | Decorin Rabbit pAb                                                                                                            |
| Observaciones/alias | CSCD, PG40, PGII, PGS2, DSPG2, SLRR1B, Decorin                                                                                |
| Especie             | Humana                                                                                                                        |
| GeneID (humano)     | 1634                                                                                                                          |
| GeneID              | 1634                                                                                                                          |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 31-359 de Decorin (NP_001911.1). |
| Fuente              | conejo                                                                                                                        |
| Categoría           | Anticuerpos policlonales                                                                                                      |
| Aplicación          | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                                      |
| Reactividad cruzada | Humana, ratón, rata                                                                                                           |
| SWISS               | P07585                                                                                                                        |
| Peso proteico       | 40 kDa                                                                                                                        |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                |