

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Decorina Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P07585

Número de artículo: CM0006648

Introducción

Descubra nuestro anticuerpo monoclonal de conejo específico contra la decorina humana, adecuado para aplicaciones WB, IF-P, IHC-P y ELISA. Reacciona con humanos y ratas. Una herramienta esencial para el estudio de la biología de la matriz extracelular y la función de los proteoglicanos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	Decorin Rabbit mAb
Observaciones/Alias	CSCD; PG40; PGI; PGS2; DSPG2; SLRR1B
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1634
GeneID	1634
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 31-359 de la decorina humana (NP_001911.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Rata
SWISS	P07585
Peso molecular	40kDa
Envío	Bolsa de hielo