


Anticuerpo Policlonal Anti-Defa5/Defensina Alfa 5 Para Wb, Elisa - Q01523

Número de artículo: CM0018950



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la DEFA5 humana (Defensina alfa 5), adecuado para Western blotting y ELISA. Validado para la especie humana, este anticuerpo detecta un péptido antimicrobiano de ~10 kDa implicado en la defensa inmunitaria innata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	DEFA5 Conejo pAb
Observaciones/Alias	DEF5; HD-5; DEFA5
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1670
GeneID	1670
Immunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-94 de la DEFA5 humana (NP_066290.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q01523
Peso Molecular de la Proteína	10kDa
Envío	Bolsa de hielo