

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Defb121 Para If-P, Ihc-P, Elisa - Q5J5C9

Número de artículo: CM0015744

Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo DEFB121 validado para IF-P, IHC-P, ELISA. Reacciona de forma cruzada con Humano, Ratón, Rata. Se dirige a beta-defensina 121, un péptido antimicrobiano del tracto reproductor masculino. Ideal para investigación de inmunología reproductiva.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	DEFB121 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	DEFB21; ESC42RELC; DEFB121
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	245934
ID de Gen	245934
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-76 de DEFB121 humana (NP_001011878.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q5J5C9
Peso Proteico	8kDa
Envío	Bolsa de hielo