

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Defb132 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q7Z7B7

Número de artículo: CM0012855

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra DEFB132 humano (beta-defensina 132), validado para WB, IHC-P, ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón. Reconoce un péptido antimicrobiano secretado involucrado en la inmunidad innata. Ideal para investigación de defensas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	DEFB132 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	BD-32; DEFB32; HEL-75; UNQ827; DEFB-32; KFLL827; DEFB132
Especie	Humano
ID del Gen	400830
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-95 de DEFB132 humano (NP_997352.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q7Z7B7
Peso Proteico	11kDa
Envío	Bolsa de hielo