

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Defb132 Para Wb/Elisa - Q7Z7B7

Número de artículo: CM0017278

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la beta-defensina 132 humana (DEFB132, BD-32). Adecuado para WB y ELISA; reacciona de forma cruzada con ratón. Proteína de 11 kDa. Ideal para la investigación de péptidos antimicrobianos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	DEFB132 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	BD-32; DEFB32; HEL-75; UNQ827; DEFB-32; KFLL827; DEFB132
Especie	Humano
ID de Gen	400830
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	Q7Z7B7
Peso Proteico	11kDa
Envío	Bolsa de hielo