

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Defb4A (Beta-Defensina 2) Para Wb, If-P, Elisa - O15263

Número de artículo: CM0026452



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo DEFB4A para WB, IF-P, ELISA dirigido a la beta-defensina 2 humana (BD-2), un péptido antimicrobiano. Ideal para investigación en inmunidad innata y enfermedades infecciosas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	DEFB4A Rabbit pAb
Notas/Alias	BD-2, SAP1, DEFB2, DEFB4, HBD-2, DEFB-2, DEFB102
Especie	Humano
ID del gen (humano)	1673
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-64 de DEFB4A humana (NP_004933.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	O15263
Peso de la proteína	7kDa
Envío	Bolsa de hielo