

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Degs1 Para Wb, Elisa - O15121

Número de artículo: CM0013284

Introducción

Este anticuerpo policlonal de conejo anti-DEGS1 detecta la proteína DEGS1 humana, una delta(4)-desaturasa de esfingolípidos crucial para convertir la esfinganina en esfingosina. Validado para aplicaciones de Western blot y ELISA. Ideal para investigaciones metabólicas y neurológicas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	DEGS1 pAb de conejo
Observaciones/Alias	MLD; DEGS; DES1; Des-1; FADS7; HLD18; MIG15; DEGS-1; DEGS1
Especie	Humana
GeneID (humano)	8560
GeneID	8560
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 234-323 de la DEGS1 humana (NP_003667.1).
Fuente	Colibrí
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	O15121
Peso de la proteína	38 kDa
Envío	Bolsa de hielo