

Anticuerpo Policlonal Anti-Delta-Sarcoglicano (Sgcd) Para Wb, If/Icc, Elisa - Q92629

Número de artículo: CM0015916

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra el delta-sarcoglicano humano (SGCD), validado para WB, IF/ICC y ELISA, y con reactividad cruzada con ratón y rata. Adecuado para estudios del complejo de sarcoglicanos y del complejo de distrofina-glucoproteínas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo contra delta-sarcoglicano (SGCD)
Observaciones/Sinónimos	SGD; DAGD; 35DAG; CMD1L; SGCDP; LGMDR6; SG-delta; Delta-sarcoglycan (SGCD)
Especie	Humano
GeneID (humano)	6444
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 61-290 del delta-sarcoglicano humano (NP_000328.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q92629
Peso molecular	32kDa
Envío	Bolsa de hielo