

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Delta-Sarcoglicano (Sgcd) Para Wb, Elisa - Q92629

Número de artículo: CM0010258

Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante de conejo contra Delta-sarcoglicano (SGCD) validado para WB y ELISA. Detecta SGCD humano y de ratón (~32 kDa). Ideal para estudios de distrofia muscular e integridad del sarcolema.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de conejo anti-Delta-sarcoglicano (SGCD)
Observaciones/Alias	SGD; DAGD; 35DAG; CMD1L; SGCDP; LGMDR6; SG-delta; Delta-sarcoglicano (SGCD)
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	6444
ID del Gen	6444
Inmunógeno	Péptido Sintético: Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 190-289 del Delta-sarcoglicano humano (SGCD) (Q92629).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q92629
Peso Molecular de la Proteína	32kDa
Envío	Bolsa de hielo