

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Delta-Sarcoglicano (Sgcd) Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q92629

Número de artículo: CM0026927

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra el delta-sarcoglicano (SGCD) humano, validado para WB, IHC-P, ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para estudios del complejo sarcoglicano y distrofias musculares.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo policlonal de conejo anti-Delta-sarcoglicano (SGCD)
Observaciones/Alias	SGD; DAGD; 35DAG; CMD1L; SGCDP; LGMDR6; SG-delta; Delta-sarcoglicano (SGCD)
Especie	Humano
GenelD	6444
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 61-290 del Delta-sarcoglicano humano (SGCD) (NP_000328.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q92629
Peso Molecular de la Proteína	32kDa
Envío	Bolsa de hielo