

Anticuerpo Monoclonal Anti-Denn (Madd) Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q8Wxg6

Número de artículo: CM0002281

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra DENN (MADD) humano, validado para WB, IHC-P, ELISA con reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para investigación de tráfico sináptico, vía MAPK y apoptosis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	DENN Rabbit mAb
Observaciones/Alias	DENN; IG20; DEEAH; RabGEF; NEDDISH; RAB3GEP
Especie	Humano
GenelD (humano)	8567
GenelD	8567
Inmunógeno	Péptido sintético Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1548-1647 de DENN humano (Q8WXG6).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q8WXG6
Peso proteico	183 kDa
Envío	Bolsa de hielo