

Anticuerpo Policlonal Anti-Dennd4A Para Wb Y Elisa - Q7Z401

Número de artículo: CM0015754

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra DENND4A (MYCPBP) para WB y ELISA. Presenta reactividad cruzada con humano y ratón. Detecta una proteína de aproximadamente 209 kDa. Adecuado para estudios de regulación del promotor de MYC y señalización de RAB10.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	DENND4A Rabbit pAb
Observaciones/Alias	IRLB; MYCPBP; DENND4A
Especie	Humano
ID del gen (humano)	10260
ID del gen	10260
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1500-1650 de DENND4A humano (NP_005839.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón
SWISS	Q7Z401
Peso de la proteína	209 kDa
Envío	Bolsa de hielo