


Anticuerpo Policlonales Anti-Denr Para Wb, Ihc-P, Elisa - O43583

Número de artículo: CM0015062



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra la proteína DENR humana (DRP1/SMAP-3), validado para WB, IHC-P y ELISA. Presenta reactividad cruzada con humano, ratón y rata. Ideal para estudios de reinicio de la traducción.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	DENR Rabbit pAb
Observaciones/Alias	DRP; DRP1; SMAP-3; DENR
Especie	Humano
GeneID	8562
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-198 de DENR humano (NP_003668.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O43583
Peso Proteico	22kDa
Envío	Bolsa de hielo