


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Dermcidina (Dcd) Para Wb, Elisa - P81605

Número de artículo: CM0026526



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido a la Dermcidina humana (DCD), validado para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón. Apoya la investigación de péptidos antimicrobianos y biomarcadores de cáncer. Inmunógeno: aa 20-110. Peso proteico: 11kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	DCD Rabbit pAb
Observaciones/Alias	PIF; AIDD; DSEP; HCAP; DCD-1; DCD
Especie	Humano
GeneID (Humano)	117159
GeneID	117159
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-110 de la DCD humana (NP_444513.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P81605
Peso Proteico	11kDa
Envío	Bolsa de hielo