

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Desmina Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P17661

Número de artículo: CM0011567

Introducción

Anticuerpo Monoclonal de Conejo Anti-Desmina validado para WB, IF-P, IHC-P, ELISA en humano, ratón, rata. La desmina es un filamento intermedio de tipo III esencial para la estructura muscular. Ideal para la investigación del músculo esquelético y cardíaco.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Desmina Rabbit mAb
Observaciones/Alias	CSM1; CSM2; CDCD3; LGMD1D; LGMD1E; LGMD2R; Desmina
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1674
GeneID	1674
Inmunógeno	Péptido Sintético (Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 371-470 de la desmina humana (P17661).)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P17661
Peso Proteico	54 kDa
Envío	Bolsa de hielo