

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Desmina Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P17661

Número de artículo: CM0014100

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-Desmina de alta calidad, adecuado para aplicaciones WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Reacciona de forma cruzada con muestras de humano, ratón y rata. Material prima para IVD de uso en investigación para estudiar la integridad del sarcómero y los filamentos intermedios.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Desmina pAb de Conejo
Observaciones/Alias	CSM1; CSM2; CDCD3; LGMD1D; LGMD1E; LGMD2R; Desmina
Especie	Humano
GeneID (humano)	1674
GeneID	1674
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-90 de la Desmina humana (NP_001918.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P17661
Peso Proteico	54kDa
Envío	Bolsa de hielo