


Anticuerpo Monoclonal Anti-Desmocolina 1 Para Wb, Elisa - Q08554

Número de artículo: CM0007242



Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante de conejo contra Desmocolina 1, validado para WB y ELISA. Reacciona con humano y rata. Ideal para investigación de adhesión celular y desmosomas. SWISS: Q08554.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Desmocolina 1 Ac. m. Conejo
Observaciones/Alias	CDHF1; DG2/DG3; Desmocolina 1
Especie	Humano
GeneID (humano)	1823
GeneID	1823
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Rata
SWISS	Q08554
Peso Proteico	100kDa
Envío	Bolsa de hielo