

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Desmocollina 3 Para Wb, Elisa - Q14574

Número de artículo: CM0003041

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-Desmocollina 3, obtenido frente a un péptido sintético (aa 797-896 de Q14574 humano), validado para WB y ELISA. Adecuado para el estudio de la adhesión desmosómica y la función de barrera epidérmica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb anti-Desmocollina 3 de conejo
Observaciones/Alias	DSC; DSC1; DSC2; DSC4; CDHF3; HT-CP; Desmocollina 3
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	1825
ID del gen	1825
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia de los aminoácidos 797-896 de la Desmocollina 3 humana (Q14574).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q14574
Peso de la proteína	100kDa
Envío	Bolsa de hielo