


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Desmogleína 2 Para Wb, Elisa - Q14126

Número de artículo: CM0005152



Introducción

Anticuerpo Monoclonal de Conejo Anti-Desmogleína 2 (Q14126) de alta calidad validado para WB y ELISA. Detecta la Desmogleína 2 humana, una cadherina desmosómica involucrada en la adhesión y señalización celular. Ideal para investigación de uniones celulares y cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo Monoclonal de Conejo contra Desmogleína 2
Observaciones/Alias	HDGC; CDHF5; Desmogleína 2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1829
GeneID	1829
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1001-1118 de la Desmogleína 2 humana (Q14126)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q14126
Peso Molecular de la Proteína	122kDa
Envío	Bolsa de hielo