

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Desmogleína 3 Para Wb Y Elisa - P32926

Número de artículo: CM0004091



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra Desmogleína-3 para WB y ELISA. Reconoce la Desmogleína-3 humana (P32926), una cadherina desmosomal clave para la adhesión de queratinocitos. Ideal para estudios de pénfigo, uniones celulares e investigación de la barrera epitelial.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Desmogleína 3 mAb de conejo
Observaciones/Alias	PVA; ABOLM; CDHF6; Desmogleína 3
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	1830
ID del gen	1830
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 900-999 de la Desmogleína 3 humana (P32926).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P32926
Peso de la proteína	108 kDa
Envío	Bolsa de hielo