

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Desmogleina 3 Para Wb Y Elisa - P32926

Número de artículo: CM0028789



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la Desmogleina 3 humana (DSG3, PVA). Validado para Western blot (WB) y ELISA. Adecuado para estudiar biología de desmosomas, adhesión celular y pénfigo vulgar. Inmunógeno recombinante (aa 749-999).

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Desmogleina 3 Conejo pAb
Observaciones/Alias	PVA; ABOLM; CDHF6; Desmogleina 3
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1830
GeneID	1830
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 749-999 de la Desmogleina 3 humana (NP_001935.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P32926
Peso Proteico	108kDa
Envío	Bolsa de hielo