


Anticuerpo Monoclonal Anti-Desmogleína 3/Pva Para Wb, Ihc-P, Elisa - P32926

Número de artículo: CM0009213



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra la desmogleína-3 humana (DSG3, PVA), aminoácidos 50-615, validado para WB, IHC-P y ELISA. Para investigar la adhesión de los desmosomas, el autoantígeno del pénfigo vulgar y la biología de los folículos pilosos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo contra desmogleína 3/PVA
Observaciones/Alias	PVA; ABOLM; CDHF6; DSG3
Especie	Humana
GeneID (humano)	1830
GeneID	1830
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 50-615 de la desmogleína 3/PVA humana (NP_001935.2)
Origen	conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	P32926
Peso de la proteína	108 kDa
Envío	Bolsa de hielo