


Anticuerpo Policlonal Anti-Desmoplaquina Para Wb, Ihc-P, Elisa - P15924

Número de artículo: CM0015647



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra Desmoplaquina, validado para Western blot, IHC-P y ELISA. Reacciona con humano, ratón, rata. Peso diana 332kDa. Ideal para investigación de desmosomas y adhesión celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Desmoplaquina Conejo pAb
Observaciones/Alias	DP; DCWHKTA; Desmoplaquina
Especies	Humano
GeneID (Humano)	1832
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 2609-2830 de la Desmoplaquina humana (NP_004406.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P15924
Peso Proteico	332kDa
Envío	Bolsa de hielo