

Anticuerpo Policlonal Anti-Det1 Para Wb Y Elisa - P48732

Número de artículo: CM0019278

Introducción

Este anticuerpo policlonal de conejo está dirigido contra DET1 de Arabidopsis thaliana, un regulador clave de la transducción de señales luminosas y la fotomorfogénesis. Validado para WB y ELISA, es ideal para estudios del desarrollo vegetal y la investigación de las vías de ubiquitinación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	DET1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	ATDET1; DE-ETIOLATED 1; FUS2; FUSCA 2; T9A4.17; DET1
Especie	Arabidopsis thaliana
GeneID	826609
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 350-450 de DET1 de Arabidopsis thaliana (NP_192756.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Arabidopsis thaliana
SWISS	P48732
Peso molecular	62 kDa
Envío	Bolsa de hielo