

Anticuerpo Policlonal Anti-Det1 Para Wb, Elisa - Q7L5Y6

Número de artículo: CM0028985



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-DET1 para WB y ELISA; reacciona de forma cruzada con humano, ratón, rata. DET1 es un componente del complejo ligasa E3 involucrado en la degradación de JUN. Ideal para investigación de ubiquitinación y cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	DET1 Conejo pAb
Observaciones/Alias	DET1
Especie	Humano
GeneID (humano)	55070
GeneID	55070
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 15-240 del DET1 humano (NP_060466.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q7L5Y6
Peso Proteico	64kDa
Envío	Bolsa de hielo