

## Anticuerpo Policlonal Anti-Dexi Para Wb, Elisa - 095424

Número de artículo: CM0018264

### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra DEXI, validado para WB y ELISA. Detecta la proteína DEXI humana (MYLE, 10 kDa). Ideal para la investigación de enfermedades cardíacas y pulmonares, así como para estudios de expresión inducida por dexametasona.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                          |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto | pAb de conejo contra DEXI                                                                                                      |
| Observaciones/Alias | MYLE; DEXI                                                                                                                     |
| Especie             | Humana                                                                                                                         |
| GeneID (humano)     | 28955                                                                                                                          |
| GeneID              | 28955                                                                                                                          |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-95 de DEXI humano (NP_054734.2) |
| Fuente              | conejo                                                                                                                         |
| Categoría           | Anticuerpos policlonales                                                                                                       |
| Aplicación          | WB, ELISA                                                                                                                      |
| Reactividad cruzada | Humana                                                                                                                         |
| SWISS               | O95424                                                                                                                         |
| Peso de la proteína | 10 kDa                                                                                                                         |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                 |