

Anticuerpo Policlonal Anti-Dffa Para Wb Y Elisa - 000273

Número de artículo: CM0016837



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra DFFA (DFF-45/ICAD) para western blot y ELISA. Detecta DFFA humano y de ratón, un inhibidor clave de la DNasa activada por caspasas. Ideal para la investigación de la muerte celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	DFFA Rabbit pAb
Observaciones/Sinónimos	DFF1; ICAD; DFF-45; DFFA
Especie	Humano
ID del gen	1676
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-331 de DFFA humano (NP_004392.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón
SWISS	O00273
Peso de la proteína	37 kDa
Envío	Bolsa de hielo