


Anticuerpo Policlonal Anti-Dffb Para Wb, Ihc-P, Elisa - 076075

Número de artículo: CM0016788



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra DFFB humano (CAD/CPAN/DFF40), apto para WB, IHC-P y ELISA. Validado en muestras humanas y de ratón. Ideal para investigación sobre apoptosis y fragmentación del ADN.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	DFFB Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CAD, CPAN, DFF2, DFF40, DFF-40, DFFB
Especie	Humano
GeneID (humano)	1677
GeneID	1677
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 109-338 de DFFB humano (NP_004393.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	076075
Peso Proteico	39kDa
Envío	Bolsa de hielo