

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Dgat1 Para Wb, If/Icc, Elisa - O75907

Número de artículo: CM0030973



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra DGAT1 humano, validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón, rata. Adecuado para estudios de síntesis de triacilglicerol e investigación del metabolismo lipídico.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	DGAT1 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	ARAT; DGAT; ARGP1; DIAR7; DGAT1
Especie	Humano
GeneID	8694
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 201-300 de DGAT1 humano (NP_036211.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O75907
Peso Proteico	55kDa
Envío	Bolsa de hielo