

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Dgat2 Para Wb, Elisa - Q96Pd7

Número de artículo: CM0015877

Introducción

Este Anticuerpo Policlonal de Conejo Anti-DGAT2 está validado para Western blot y ELISA, reaccionando con DGAT2 humano, de ratón y de rata. DGAT2 es la aciltransferasa esencial que cataliza el paso final en la síntesis de triacilgliceroles, lo que convierte a este anticuerpo en una herramienta valiosa para estudios sobre el metabolismo de los lípidos y la obesidad.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	DGAT2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	ARAT; HMFN1045; GS1999FULL; DGAT2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	84649
GeneID	84649
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 289-388 del DGAT2 humano (NP_000000.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q96PD7
Peso Proteico	44 kDa
Envío	Bolsa de hielo