

Anticuerpo Policlonal Anti-Dgcr6L Para Wb Y Elisa - Q9By27

Número de artículo: CM0017981

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra DGCR6L, adecuado para aplicaciones de Western blot y ELISA. Reacciona con muestras humanas, de ratón y de rata. DGCR6L es una proteína nuclear potencialmente implicada en la migración de las células de la cresta neural.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	DGCR6L Rabbit pAb
Observaciones/alias	DGCR6; DGCR6L
Especie	Humana
GeneID (humano)	85359
GeneID	85359
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-220 de DGCR6L humano (NP_150282.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, ratón, rata
SWISS	Q9BY27
Peso de la proteína	25 kDa
Envío	Bolsa de hielo