


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Dgcr8 Para Wb, Elisa - Q8WYq5

Número de artículo: CM0005325



Introducción

DGCR8 Rabbit mAb (Q8WYQ5) es un anticuerpo monoclonal validado para WB y ELISA, que reconoce DGCR8 humano y de ratón. Ideal para investigación sobre biogénesis de miARN y reparación del ADN.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	DGCR8 Rabbit mAb
Observaciones / Alias	Gy1; pasha; DGCRK6; C22orf12; DGCR8
Especie	Humano
GeneID (Humano)	54487
GeneID	54487
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene los aminoácidos 436-764 de la DGCR8 humana (Q8WYQ5)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q8WYQ5
Peso de la proteína	86kDa
Envío	Bolsa de hielo