

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Dgka Para Wb, Ihc-P, Elisa - P23743

Número de artículo: CM0003049



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra diacilglicerol quinasa alfa humana (DGKA). Validado para aplicaciones de Western blot, IHC en parafina y ELISA. Útil para investigar la señalización lipídica, el metabolismo DAG/PA y la función de los linfocitos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb anti-DGKA de conejo
Observaciones/Alias	DAGK; DAGK1; DGK-alfa; DGKA
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1606
GeneID	1606
Inmunógeno	Proteína recombinante / Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-200 de la DGKA humana (NP_001336.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P23743
Peso molecular de la proteína	83kDa
Envío	Bolsa de hielo