

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Dgka Para Wb, Elisa - P23743

Número de artículo: CM0028211



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo DGKA para Western blot y ELISA, validado en humano, ratón y rata. Se dirige a la diacilglicerol quinasa alfa, un regulador clave de la señalización DAG/PA y del metabolismo lipídico.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	DGKA Rabbit pAb
Observaciones/Alias	DAGK; DAGK1; DGK-alfa; DGKA
Especie	Humano
ID del Gen (humano)	1606
ID del Gen	1606
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-200 de DGKA humana (NP_958852.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P23743
Peso Proteico	83kDa
Envío	Bolsa de hielo