

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Dgka Para Wb, Ihc-P, Elisa - P23743

Número de artículo: CM0016205



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra DGKA, validado para WB, IHC-P y ELISA. Reconoce la diacilglicerol quinasa alfa humana, de ratón y de rata, una enzima clave que convierte DAG en PA. Ideal para investigación de señalización lipídica y células inmunitarias.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	DGKA Rabbit pAb
Observaciones/Alias	DAGK; DAGK1; DGK-alfa; DGKA
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	1606
ID del Gen	1606
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-200 de la DGKA humana (NP_001336.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P23743
Peso de la Proteína	83 kDa
Envío	Bolsa de hielo