


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Dgkz (Diacilglicerol Cinasa Zeta) Para Wb Y Elisa - Q13574

Número de artículo: CM0023429



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la diacilglicerol cinasa zeta (DGKZ) humana. Validado para WB y ELISA, con reactividad cruzada con ratón. Ideal para investigación en señalización lipídica, activación de células T y regulación de actina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	DGKZ Rabbit pAb
Alias	DAGK5; DAGK6; DGK-ZETA; hDGKzeta; DGKZ
Especie	Humano
GeneID	8525
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 808-1117 de la DGKZ humana (NP_001099010.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q13574
Peso de la proteína	104kDa
Envío	Bolsa de hielo