

Anticuerpo Monoclonal Anti-Dglucy Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q7Z3D6

Número de artículo: CM0009400

Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante de conejo contra DGLUCY humano (C14orf159), validado para WB, IHC-P, ELISA. Detecta la D-glutamato ciclasa endógena en muestras humanas y de ratón. Ideal para investigación del metabolismo mitocondrial.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	DGLUCY Rabbit mAb
Observaciones/Alias	C14orf159; DGLUCY
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	80017
ID del Gen	80017
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 269-616 de DGLUCY humano (NP_001095836.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q7Z3D6
Peso Proteico	66kDa
Envío	Bolsa de hielo