

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Dglucy Para Wb, If/Icc, Elisa - Q7Z3D6

Número de artículo: CM0021918

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra DGLUCY humana (C14orf159), validado para WB, IF/ICC, ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón. Ideal para estudiar la función y el metabolismo de la D-glutamato ciclasa mitocondrial.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	DGLUCY Rabbit pAb
Observaciones/Alias	C14orf159; DGLUCY
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	80017
ID del gen	80017
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 269-616 de la DGLUCY humana (NP_001095836.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q7Z3D6
Peso molecular de la proteína	66kDa
Envío	Bolsa de hielo