

Anticuerpo Policlonal Anti-Dguok Para Wb, Elisa - Q16854

Número de artículo: CM0026076



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la desoxiguanosina quinasa mitocondrial (DGUOK) para aplicaciones de WB y ELISA. Validado en muestras humanas, de ratón y de rata. Ideal para la investigación de la síntesis de ADN mitocondrial y el metabolismo de nucleósidos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	DGUOK Conejo pAb
Observaciones/Alias	dGK; NCPH; NCPH1; PEOB4; MTDPS3; DGUOK
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	1716
ID del Gen	1716
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 40-277 de DGUOK humano (NP_550438.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q16854
Peso Molecular de la Proteína	32kDa
Envío	Bolsa de hielo