


Anticuerpo Policlonal Anti-Dhfr Para Wb - P00374

Número de artículo: CM0018820



Introducción

El anticuerpo policlonal de conejo contra DHFR detecta DHFR humano y de ratón en aplicaciones de WB, IF/ICC y ELISA. Es fundamental para la investigación sobre metabolismo del folato y biosíntesis de timidilato.

[Aprende más](#)

Especificación	Detalles
Nombre del producto	DHFR Rabbit pAb
Observaciones/Alias	DYR, DHFR1, DHFRP1, DHFR
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	1719
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene los aminoácidos 1-187 de la DHFR humana (NP_000782.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P00374
Peso de la proteína	21kDa
Envío	Bolsa de hielo