

Anticuerpo Policlonico Anti-Dhodh Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q02127

Número de artículo: CM0027835



Introducción

Anticuerpo policlonico de conejo contra DHODH validado para WB, IHC-P y ELISA. Detecta dihidroorotato deshidrogenasa humana, de ratón y de rata, una enzima mitocondrial clave en la biosíntesis de novo de pirimidinas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	DHODH Rabbit pAb
Observaciones/Alias	URA1; POADS; DHODEHase; DHODH
Especie	Humano
GeneID (humano)	1723
GeneID	1723
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 116-395 de DHODH humana (NP_001352.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q02127
Peso Proteico	43kDa
Envío	Bolsa de hielo