


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Dhps Para Wb Y Elisa - P49366

Número de artículo: CM0029787



Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo DHPS validado para WB y ELISA contra DHPS humano, de ratón y de rata (41kDa). La desoxihypusina sintasa cataliza la modificación esencial de hipusina de eIF-5A para la regulación de la traducción.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo DHPS
Observaciones/Alias	DS; DHS; MIG13; NEDSSWI; DHPS
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1725
GeneID	1725
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-369 de DHPS humano (NP_001921.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P49366
Peso Proteico	41kDa
Envío	Bolsa de hielo