

Anticuerpo Policlonal Anti-Dhrs1 Para Wb Y Elisa - Q96Lj7

Número de artículo: CM0022213



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra DHR51 humano (SDR19C1) para Western blot y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón. Ideal para investigar el metabolismo de esteroides y xenobióticos y la función del retículo endoplasmático.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	DHR51 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	SDR19C1; DHR51
Especie	Humano
ID de Gen	115817
Inmunógeno	Proteína recombinante correspondiente a los aminoácidos 1-262 del DHR51 humano (NP_001129522.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	Q96LJ7
Peso Proteico	34kDa
Envío	Bolsa de hielo