

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Dhrs11 Para Wb Y Elisa - Q6Uwp2

Número de artículo: CM0015142



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra DHRS11 humano (SDR24C1). Validado para Western blot y ELISA, con reactividad cruzada con ratón. Útil para la investigación del metabolismo de hormonas esteroideas y la biosíntesis de andrógenos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo contra DHRS11
Observaciones/Alias	ARPG836; SDR24C1; spDHRS11; DHRS11
Especie	Humano
GeneID (Humano)	79154
GeneID	79154
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-260 de DHRS11 humano (NP_077284.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q6UWP2
Peso de la proteína	28 kDa
Envío	Bolsa de hielo