

Anticuerpo Policlonal Anti-Dhrs2 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q13268

Número de artículo: CM0028581

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a DHRS2 humano (HEP27/SDR25C1). Adecuado para WB, IF/ICC, ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Investiga la reducción de dicarbonilos, la estabilización de p53 y la biología del cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	DHRS2 Rabbit pAb
Notas/Alias	HEP27; SDR25C1; DHRS2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	10202
GeneID	10202
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reacción Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q13268
Peso de la Proteína	30kDa
Envío	Bolsa de hielo