

Anticuerpo Policlonal Anti-Dhrs9 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Bpw9

Número de artículo: CM0030577

Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo DHRS9 validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reacciona con Humano, Ratón, Rata. Detecta una proteína de 35kDa. Ideal para la investigación del metabolismo del retinol y los esteroides.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	DHRS9 Conejo pAb
Observaciones/Alias	RDHL; RDH15; RDHTBE; SDR9C4; RDH-TBE; RETSDR8; hRoDH-E2; 3ALPHA-HSD; 3-alpha-HSD; DHRS9
Especie	Humano
GeneID (humano)	10170
GeneID	10170
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 18-319 del DHRS9 humano (NP_001135743.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9BPW9
Peso Proteico	35kDa
Envío	Bolsa de hielo